

OXFORD LAB PRODUCTS

牛津实验室仪器 实验室摇床



牛津实验室仪器 摇床

产品概述

控制灵活，操作快捷

您可以预编程以下参数：

- 运动方向(顺时针或逆时针)
- 速度
- 运行时间从 1 分钟到 99.59 小时
- 停留时间和顺序

脉冲模式 - 适用于更强烈的样品混合

可设定顺时针和反时针方向交替转动

实时显示，直观状态

大型 LED 显示屏同时显示速度、时间和程序

可用于几乎所有形状和尺寸的容器

具备多种附件可选，适用于各种实验室应用



产品参数

	OS-10	OS-20
产品编号	OS-10	OS-20
产品描述	10mm震动轨道 不锈钢防滑托盘	20mm震动轨道 不锈钢防滑托盘
轨道/直线运行直径	10mm直径	20mm直径
速度	50rpm - 500rpm	50rpm - 300rpm
电机类型	无刷直流电机	无刷直流电机
运行时间	1分钟-99.59小时	1分钟-99.59小时
可编程	可保存6个主程序和9个子程序	可保存6个主程序和9个子程序
最大承载	7.5kg (包括附件)	7.5kg (包括附件)
平台尺寸	330mm x 330mm	330mm x 330mm
仪器尺寸 (L x W x H)	350mm x 408mm x 105mm	350mm x 408mm x 105mm
RS-232 型接口	可选配	可选配

牛津实验室仪器 摇床附件

附件概述



不锈钢托盘（附带防滑垫）

(产品编号：OS-SBP；标配主机中包括)



可调节间距的通用平台

可适用烧瓶规格为13×100mL、13×150mL、
9×250mL、6×500mL或5×1000mL

(产品编号: OS-UA)



漏斗型可调间距平台

(产品编号：OS-FA)



不锈钢夹具平台

OS-SBP250 :适用于9×100mL、150mL或250mL烧瓶

OS-SBP1000 :适用于9×500mL或5×1000mL烧瓶

(夹具单独订购)



塑料夹具

250mL烧瓶夹具: OS-PC250

500mL烧瓶夹具: OS-PC500



不锈钢夹具

100 mL烧瓶夹具:OS-SC100

250 mL烧瓶夹具:OS-SC250

500 mL烧瓶夹具:OS-SC500

1000mL烧瓶夹具:OS-SC1000



塑料夹具平台

型号: OS-PBP

适用于9×250mL或9×500mL烧瓶

(夹具单独订购)

牛津实验室仪器 摇床

产品概述

温度稳定

使用无刷直流电机，避免马达发热造成不同区域温度不一致

数字显示控制参数

速度200 - 1200 rpm可调，时间1-999分钟可调

多种运行模式

连续运行、正反向交替脉冲运行

机身稳定

确保整个平台保持持续恒定的速度

参数灵活调整

可对速度，运行时间，脉冲等参数进行编辑



产品参数

产品编号	S4P-D
产品描述	微孔板摇床
轨道直径	3 mm
速度范围	200rpm - 1200rpm
脉冲方式	顺时针和逆时针交替
时间模式	1-999分钟和持续模式
马达类型	直流无刷电机
参数可编辑	是
最大承载	2 Kg
外形尺寸 (L x W x H)	343 x 195 x 88 mm